

Lees voor gebruik zorgvuldig de gebruiksaanwijzing. **NL**

FIT CHECKER™ ADVANCED BLUE

VPES SILICONE VOOR HET CONTROLEREN VAN DE PASVORM EN HET OCCLUSALE CONTACT

Alleen te gebruiken in de vermelde toepassingen door tandheelkundig gekwalificeerden.

- TOEPASSINGEN**
- Voor het controleren van de pasvorm van
 - *Kronen : randen, proximale en occlusale vlakken.
 - *Gegoten kappen : pasvorm kap.
 - *Inlays : randen, proximale vlakken.
 - *Prothesen : mucosale vlakken.
 - Om de occlusale registratie te controleren.

CONTRA-INDICATIES

Bij sommige personen kan dit product overgevoeligheid veroorzaken. Mochten zich allergische reacties voordoen, dan moet de toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.

VOORZORGSAATREGELEN

Bij het extruderen van FIT CHECKER ADVANCED BLUE moet vermenging en/of contact met de volgende materialen nauwlettend worden vermeden. Door deze materialen kan het uitharden worden vertraagd of voorkomen: katalysator voor afdrukmaterialen van condensatiesilicone, afdrukmaterialen van polysulfide, eugenol bevattende materialen, zwavel, latex, olie, acrylaten, glycerol, oppervlakteverdoevingsmiddelen in spuitbus- of zalfvorm (bijv. lidocaine).

GEbruIKSAAWJIZING

CARTRIDGES LADEN EN DOSEREN

1. Druk de ontgrendelend van de GC CARTRIDGE DISPENSER II op en trek de plunjer volledig terug. Klap de borgklep van de cartridgegehouders omhoog en laad de cartridge een zorg ervoor dat de V-vormige inkeping in de flens van de cartridge omlaag is gericht. Sluit de borgklep om de cartridge te zeker.

2. Duw de ontgrendelend omhoog en schuif de plunjer naar voren tot in de cartridge.

3. Verwijder het dopje van de cartridge door deze een kwartslag tegen de klok in te draaien. Druk de hendel van de dispenser zachtjes in om een kleine hoeveelheid materiaal uit de openingen van de cartridge te spuiten. Controleer of basismateriaal en katalysator er gelijkmatig uitkomen.

4. Richt de V-vormige inkeping in de borging van de MENGNAALD II op de V-vormige markering tussen de twee cartridgecilinders. De mengnaald stevig aandrukken en de gekleurde borging van de mengnaald, een kwartslag met de klok mee, vastdraaien. De dispenser is nu klaar voor gebruik.

5. Een aantal keren de hendel overhalen om het materiaal te extruderen. Na gebruik de mengnaald NIET verwijderen daar deze tevens als afsluiting dient totdat de cartridge opnieuw wordt gebruikt. De mengnaald wordt verwijderd door de borging van de mengnaald tegen de klok in te draaien tot de V-vormige markering gelijk ligt met die op de cartridge. De mengnaald liets naar beneden kantelen en eraf trekken.

6. Verwijder de oude mengnaald en plaats pas een nieuwe direct voor hergebruik. Voordat een nieuwe mengnaald wordt bevestigd spuit men een beetje basis- en katalysatormateriaal uit de openingen van de cartridge om te controleren of beiden gelijk uitstromen. Indien dit niet het geval is, maak dan de verstopte opening vrij van eventueel uitgehard materiaal.

7. Om de cartridge te vervangen duw men de ontgrendelend omhoog en trekkt men de plunjer volledig naar achteren. Klap de borgklep omhoog, verwijder de cartridge en plaats een nieuwe in de dispenser.

PASVORM CONTROLE

1. Breng het mengsel aan in het prothetische hulpmiddel en plaats dit vervolgens in de mond. De verwerkingstijd is 1 minuut vanaf het moment van mengen bij 23°C (73.4°F.) Houd in positie gedurende 1 minuut totdat het materiaal is uitgehard.

2. Verwijder de voorziening met een daarvoor geschikt instrument. Controleer de dikte van FIT CHECKER ADVANCED BLUE om de pasvorm vast te stellen. De pasvorm is voldoende als er een uniforme dunne film zichtbaar is. Als er een plek is waar de film extreem dun is, dan moet deze worden gecorrigeerd volgens standaard technieken.

- Na beoordeling het materiaal verwijderen en de prothetische voorziening reinigen.

Opmerking:

 - a. Gebruik geen FIT CHECKER ADVANCED BLUE op oppervlakken die bedekt zijn met een silicone relineing materiaal daar het daarna lastig te verwijderen is.
 - b. FIT CHECKER ADVANCED BLUE is zeer vloeibaar. Voorkom dat het materiaal in de keel van de patiënt loopt.
 - c. Voorkom uitdroging van de tanden en het omliggende tandvlees als FIT CHECKER ADVANCED BLUE wordt aangebracht.
 - d. Door de unieke chemische samenstelling van FIT CHECKER ADVANCED BLUE poly meriseert het materiaal sneller in de dan bij kamertemperatuur. Daarom moet in de mond worden getest of het materiaal is uitge hard. Testen op kamertemperatuur buiten de mond geeft verkeerde informatie.
 - e. Hogere temperaturen verkorten de verwerkingstijd en lagere temperaturen verlengen de verwerkingstijd.

BEETREGISTRATIE

1. Breng het mengsel aan op het occlusale vlak laat de patiënt langzaam occluderen. Houd daarna gedurende 1 minuut in rust tot het materiaal is uitgehard.

- Na uitharding, de afrduk uit de mond nemen en beoordeel de occlusale contacten.
- Spoel de afdruk onder stromend water en desinfecteer met een geschikt desinfectans.

Opmerking:

 - a. Blok de ondersnijdingen uit met was wanneer een beetregistratie wordt gedaan bij patiënten met orthodontische voorzieningen.
 - b. Wanneer een beetregistratie wordt genomen van een model, breng dan een dunne laag vaseline aan op het model of de voorziening alvorens FIT CHECKER ADVANCED BLUE aan te brengen.

KLEUR BLAUW

OPSLAG

Opslag op kamertemperatuur weg van direct zonlicht (15 - 25°C, 60 - 77°F.) (Houdbaarheid : 2 jaar vanaf de datum van fabricage).

VERPAKKINGEN

Verpakking met twee cartridges : Cartridge 56g (48mL) x 2, MIXING TIP II SS x 3, MIXING TIP II S x 3

WAARSCHUWING

- In geval van contact met slijmvlies of huid, verwijder het materiaal en was met water.
- In geval van contact met de ogen, onmiddellijk met water spoelen en medisch advies inwinnen.
- Meng FIT CHECKER ADVANCED BLUE niet met componenten van andere producten.
- Voorkom dat het materiaal op kleding komt daar het zich lastig laat verwijderen.
- In geval van contact met de huid, het materiaal verwijderen nadat het is uitgehard. Indien het wordt verwijderd alvorens het is uitgehard, kleurt het de huid.
- Zorg ervoor dat het materiaal niet wordt ingeslikt.

Laatste herziening : 11/2012

FIT CHECKER™ ADVANCED BLUE

VPES SILIKONE TIL KONTROL AF PASFORM OG OKKLUSION

Materialet er udelukkende beregnet til tandlægebrug ved de anbefalede indikationer.

INDIKATIONER

- Pasform-kontrol af
 - *Kroner : Kanter, appproximale-og okklusale flader.
 - *Støbte stifter : Stiftnes pasform.
 - *Indlæg : Kanter og appproximale flader.
 - *Protoser : Pasform i relation til mucosa.
- Til at tjekke okkusal registrering

KONTRAIINDIKATIONER

I sjældne tilfælde, kan produktet forårsage irritation hos enkelte personer. Hvis dette sker, så afbryd brug af produktet øjeblikkeligt og søg lægehjælp.

FORBEHOLD

Når FIT CHECKER ADVANCED BLUE blandes, er det vigtigt at følgende materialer ikke kommer i kontakt eller blandes sammen med materialet, idet det kan forlænge eller forhindre afbindingen: Katalysatorstoffer til silikone aftryksmaterialer, polysulfid aftryksmaterialer, eugenolholdige materialer, svovl, latex, olieer, akrylater, glycerol og spray-typer eller salver til lokal overfladeanæstesi (f.eks. lidokain).

BRUGSANVISNING

- ISÆTNING OG DISPENSERING FRA ET NYT MAGASIN
- Tryk udløsergrebet på GC CARTRIDGE DISPENSER II op imod stemplet og træk stemplet helt tilbage i dispenseren. Løft dispenserens magasinholder og sæt magasinet i, således at det V-formede hak påmagasinets flange vender nedad. Tryk magasinholderen ned for at fastholde magasinet korrekt.
 - Tryk igen på udløsergrebet og skub stemplet helt ind imod magasinet.
 - Fjern hættten på magasinet ved at dreje den 1/4 omgang imod uret. Vip hættten nedad og fjern den fra magasinet. Tryk forsigtigt på dispenserhåndtaget, så der presse lidt materiale ud af de 2 åbninger på magasinet. Base og katalysator skal komme jævnt ud.
 - Tilpas det V-formede hak på kanten af MIXING TIP II med det V-formede hak på magasinet. Tryk blandespidens godt fast og drej den færdige manchet på blandespiden 1/4 omgang med uret. Nu er dispenseren parat til brug.
 - Tryk flere gange på håndtaget, så der presses materiale ud. Efter brug, så kan MIXING TIP II efterlades som beskyttelseshætte indtil næste gang, materialet skal anvendes. Når MIXING TIP II skal skiftes, drejes den færdige manchet 1/4 omgang imod uret og det V-formede hak tilpasses hakket på magasinet og spidsen vippes ned og fjernes fra magasinet.
 - Den brugte blandespids skal skiftes ud med en ny, inden materialet anvendes igen. Inden den nye spids sættes på, skal man igen lige kontrollere, at der kommer materiale ud af begge åbninger. Hvis dette ikke er tilfældet, så fjernes det hårde materiale, således at nyt kan komme ud.
 - For at udskifte et magasin, så holdes udløsergrebet op imod stemplet, og dette trækkes ud. Tag det tomme magasin ud ved at løfte magasinholderen op og herefter fjerne magasinet.

FIT CHLCKING

- Påfør blandingen på indersiden af protesen og sæt den i munden. Arbejdstid er 1 minut fra start af blanding ved 23°C (73.4°F.) Hold protsen i position i 1 minut indtil materialet er hærdet.
- Fjern protesen. Kontroller tykkelsen af FIT CHECKER ADVANCED BLUE for at bedømme tilpasningen. En passende tykkelse er når den er dækket med en tynd film over det hele. Hvis der er steder som er meget tynde eller tykke, skal det korrigeres ved at bruge en standardteknik

- Efter tilpasningen fjernes materialet og protesen renses **BEMÆRK:**
 - a. Brug ikke FIT CHECKER ADVANCED BLUE på overflader hver der er anvendt silikonebaseret blod relining materiale, da det vil vanskeliggøre fjernelse.
 - b. FIT CHECKER ADVANCED BLUE er et meget flydende materiale. Pas på at materialet ikke løber ned i patientens Hals.
 - c. Undgå udtørring af tand og blødvæv når FIT CHECKER ADVANCED BLUE påføres.
 - d. FIT CHECKER ADVANCED BLUE har en unik kemi som gør, at det afbinder hurtigere i munden end ved rumtemperat. Derfor, hvis det ønskes at bestemme afbindingstider, så skal det foregå i munden, alt andet vil give et falsk resultat.
 - e. Høj temperatur vil afkorte arbejdstiden og lav temperature vil forøge arbejdstiden.

REGISTRERING AF OKKLUSION

- Påfør blandingen på den okklusale flade og bed patienten om langsomt at bide sammen. Hold i positionen i 1 minut indtil materialet er hærdet.
- Efter hærdning, fjernes det fra munden og kontakten undersøges
- Rens protesen under rindende vand og desinificer med passende produkt.

Bemærk:

 - a. Ved patienter i ortobehandling blokeres underskæinger først.
 - b. Ved okkusal registrering på modeller påføres et tyndt lag petroleumgel før FIT CHECKER ADVANCED BLUE påføres.

FARVE BLÅ

OPBEVARING

Opbevares mørkt og i rumtemperatur (15 - 25°C, 60 - 77°F.) (Holdbarhed : 2 år fra produktionsdato).

FORPAKNINGER

Magasin 2 stk. magasiner 56g (48mL) x 2, Blandespidser nr. II SS x 3, Blandespidser nr. II S x 3

ADVARSEL

- I tilfælde af materiale på slimhinder eller huden : Fjern materialet og skyl omhyggeligt med vand.
- I tilfælde af materiale i øjnene : Skyl omhyggeligt med vand og søg læge.
- Bland ikke FIT CHECKER ADVANCED BLUE med komponenter fra andre produkter
- Undgå at få materialet på tøjet, da det er svært at fjerne
- I tilfælde af kontakt med huden, fjernes materialet efter hærdning. Hvis det fjernes før hædnig vil det plette på huden.
- Undgå at synke materialet.

Sidst revideret : 11/2012

FIT CHECKER™ ADVANCED BLUE

VPES SILIKON FÖR KONTROLL AV PASSFORM OCH OKKLUSSION

Produkten ska endast användas av professionella utövare inom de angivna indikationerna.

ANVÄNDNINGSMORÅDEN

- För kontroll av
 - *Kronor : Kantanslutning, kontakt-och okklusalytor.
 - *Gjutna rotkanalsstift : Stiftnes passform.
 - *Inlägg : Kantanslutning, approximalytor.
 - *Protoser : Ytan mot slemhinnan.
- För bestämning av okklusala kontakter.

KONTRAIINDIKATIONER

I sällsynta fall kan produkten orsaka sensibilitet hos vissa personer. Ifall sådan reaktion skulle uppträda, avbryt behandlingen og remittera patienten till läkare.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

När FIT CHECKER ADVANCED BLUE pressas ut, undvik kontakt med följande material då dessa kan förseña eller förhindra stening av materialet: Katalysatorn till kondensationssilikoner, polysulfidbaserade avtrycksmaterial, eugenolhaltiga produkter, svavel, latex, oljeakrylater, glycerol och lokalanestiseprodukter med innehåll av lidokain.

BRUGSANVISNING

- LADDNING AV PATRONEN OCH DISPENSERING
- Lyft frigöringsspaken på GC CARTRIDGE DISPENSER II och dra kolven hela vägen tillbaka in i sprutan. Lyft patronhällaren från dispensern och ladda patronen, se till att det V-formade märket på flänsen av patronen är vänd nedåt. Tryck patronhällaren nedåt för att hålla patronen helt på plats
 - Lyft frigöringsspaken och tryck kolven framåt tills den når patronstoppen.
 - Avlägsna hatten på patronen genom att vrida den 1/4 varv moturs. Böj hatten nedåt och avlägsna den från patronen. Tryck försiktigt på dispenserns handtag för att pressa ut en liten mängd material från de två öppningarna på sidan av patronen. Se till att bas och katalysator kommer ut jämnt.
 - Linjera det V-formade märket på blandningsspetsens (MIXING TIP II) kant med det V-formade märket mellan patronens rör. Tryck hart för att fästa blandningsspetsen. Rotera sedan den färgade kragen på blandningsspetsen 1/4 varv medurs till patronens ände. Dispensern är nu klar att använda.
 - Tryck på handtaget flera gånger för att pressa ut materialet. Efter användning, avlägsna inte blandningsspetsen (MIXING TIP II) eftersom denna kommer att användas som försegling tills användning nästa gång. När blandningsspetsen (MIXING TIP II) ska avlägsnas skruvar man kragen 1/4 varv moturs tills den linjerar det V-formade märket på patronen. Böj blandningsspetsen nedåt och avlägsna den från patronen.
 - Avlägsna den gamla blandningsspetsen innan nästa användning. Innan en ny spets sätts på plats pressar man försiktigt ut en liten mängd material för att försäkra sig att bas och katalysator flyter jämnt från båda öppningarna. Om det inte går att pressa ut material avlägsnas eventuellt stelnat material från patronens utlopp.
 - För att avlägsna patronen lyfter man frigöringsspaken och drar tillbaka kolven helt och hållet. Ta bort den tomma patronen genom att lyfta patronhällaren och ladda därefter dispenser med en ny patron.

APPLICERING AV BLANDAT MATERIAL

- Applificera det blandade materialet på aktuell retentionsyta/stödyta och placera sedan det protetiska arbetet på sin avsedda plats. Arbetstiden vid 23°C (73.4°F) är 1 minut. Håll sedan det protetiska arbetet på plats under 1 minut tills materialet har stelnat helt.
- Avlägsna det protetiska arbetet med lämpligt instrument. Kontrollera nu tjockleken av FIT CHECKER ADVANCED BLUE på aktuella ytor för att avgöra arbetets passform till aktuella mjukvånader. Bra passform betyder att materialet har en jämn tjocklek över hela den skal motsvarande område korrigeras med sedvanlig teknik.
- Efter avslutad kontroll skall materialet avlägsnas från det protetiska arbetet

Lägg märke till:

 - a. Använd inte FIT CHECKER ADVANCED BLUE på ytor som redan har en silikonbaserad mjuk basning (relining) eftersom materialet då kan vara svårt att få bort efter proving.
 - b. FIT CHECKER ADVANCED BLUE är ett lättflytande material. Tillse därför att materialet inte kan rinna ner i patientens svalg.
 - c. Undvik dehydrering av tänder och mjukvånader när materialet används.
 - d. FIT CHECKER ADVANCED BLUE har en unik kemisk sammansättning som gör att materialet stelnar snabbare i munhåtan än vid rumtemperatur. Kontrollera materialets stening inne i munnen eftersom material som finns kvar på exempelvis blandningsblocket ger en missvisande bild av steningen i munnen.
 - e. Högre temperatur förkortar steningstiden og lägre temperatur förlänger steningstidslen.

BESTÄMNING AV OKKLUSALA KONTAKTER

- Applificera det blandade materialet på okkusalytan och låt patienten sakta bita samman. Behåll denna position under 1 minut tills materialet har stelnat.
- Avlägsna det stelnade materialet från munnen och bedöm därefter okklusala kontakter.
- Skölj det okklusala avtrycket under rinnande vatten og desinficera sedvanligt.

Lägg märke till:

 - a. När okklusala avtryck skall tas på patienten med ortodontisk apparatur skall underskä först blockeras med vax före avtryckstagnig.
 - b. När ett okklusalt avtryck skall tas på modeller skall okklusalytorna först appliceras med exempelvis vaselin för att undvika att FIT CHECKER ADVANCED BLUE fastnar på modellmaterialet.

FARG BLÅ

FORVARING

Förvara materialet i rumtemperatur og undvik att det utsätts för direkt solljus (15 - 25°C, 59 - 77°F.) (Lagringstid : 2 år från tillverkningsdatum).

FÖRPACKNINGAR

Patron Två patroner 56g (48mL) x 2, MIXING TIP II SS x 3, MIXING TIP II S x 3

VARNING

- Om materialet kommer i kontakt med mjukvånader i munnen eller huden, avlägsnas materialet. Skölj därefter med vatten.
- Om materialet kommer i kontakt med ögonen. Skölj omedelbart med vatten. Sök läkarvård.
- Blanda inte FIT CHECKER ADVANCED BLUE med komponenter från något annat material.
- Undvik att materialet kommer i kontakt med klädsel eftersom det är svårt att avlägsna från textila material.
- Om materialet kommer i kontakt med huden skall det avlägsnas först efter att materialet stelnat. Om materialet avlägsnas innan full stening kan det färga huden.
- Undvik att svälja materialet.

Reviderad senast : 11/2012

FIT CHECKER™ ADVANCED BLUE

SILICONA DE POLIÉTER VINIL PARA VERIFICAÇÃO DE ADAPTAÇÃO E CONTATO OCLUSAL

Produkten ska endast användas av professionella utövare inom de angivna indikationerna.

ANVÄNDNINGSMORÅDEN

- För kontroll av
 - *Kronor : Kantanslutning, kontakt-och okklusalytor.
 - *Gjutna rotkanalsstift : Stiftnes passform.
 - *Inlägg : Kantanslutning, approximalytor.
 - *Protoser : Ytan mot slemhinnan.
- Para verificar o registo oclusal.

KONTRAIINDIKATIONER

I sällsynta fall kan produkten orsaka sensibilitet hos vissa personer. Ifall sådan reaktion skulle uppträda, avbryt behandlingen og remittera patienten till läkare.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

När FIT CHECKER ADVANCED BLUE pressas ut, undvik kontakt med följande material då dessa kan förseña eller förhindra stening av materialet: Katalysatorn till kondensationssilikoner, polysulfidbaserade avtrycksmaterial, eugenolhaltiga produkter, svavel, latex, oljeakrylater, glycerol och lokalanestiseprodukter med innehåll av lidokain.

BRUGSANVISNING

- LADDNING AV PATRONEN OCH DISPENSERING
- Lyft frigöringsspaken på GC CARTRIDGE DISPENSER II och dra kolven hela vägen tillbaka in i sprutan. Lyft patronhällaren från dispensern och ladda patronen, se till att det V-formade märket på flänsen av patronen är vänd nedåt. Tryck patronhällaren nedåt för att hålla patronen på plats
 - Lyft frigöringsspaken och tryck kolven framåt tills den når patronstoppen.
 - Avlägsna hatten på patronen genom att vrida den 1/4 varv moturs. Böj hatten nedåt och avlägsna den från patronen. Tryck försiktigt på dispenserns handtag för att pressa ut en liten mängd material från de två öppningarna på sidan av patronen. Se till att bas och katalysator kommer ut jämnt.
 - Linjera det V-formade märket på blandningsspetsens (MIXING TIP II) kant med det V-formade märket mellan patronens rör. Tryck hart för att fästa blandningsspetsen. Rotera sedan den färgade kragen på blandningsspetsen 1/4 varv medurs till patronens ände. Dispensern är nu klar att använda.
 - Tryck på handtaget flera gånger för att pressa ut materialet. Efter användning, avlägsna inte blandningsspetsen (MIXING TIP II) eftersom denna kommer att användas som försegling tills användning nästa gång. När blandningsspetsen (MIXING TIP II) ska avlägsnas skruvar man kragen 1/4 varv moturs tills den linjerar det V-formade märket på patronen. Böj blandningsspetsen nedåt og avlägsna den från patronen.
 - Avlägsna den gamla blandningsspetsen innan nästa användning. Innan en ny spets sätts på plats pressar man försiktigt ut en liten mängd material för att försäkra sig att bas och katalysator flyter jämnt från båda öppningarna. Om det inte går att pressa ut material avlägsnas eventuellt stelnat material från patronens utlopp.
 - För att avlägsna patronen lyfter man frigöringsspaken och drar tillbaka kolven helt och hållet. Ta bort den tomma patronen genom att lyfta patronhällaren och ladda därefter dispenser med en ny patron.

VERIFICAÇÃO DA ADAPTAÇÃO

- Aplique a mistura sobre a superfície interna do aparelho protético e coloque-o na boca. O tempo de trabalho é de 1 minuto desde o início da mistura a 23°C (73.4°F.) Mantenha no lugar durante 1 minuto, até o material prender.
- Remova a prótese com um instrumento adequado. Verifique a espessura do FIT CHECKER ADVANCED BLUE para avaliar a adaptação da prótese. Se a prótese estiver bem adaptada, estará revestida por uma película fina. Se existirem pontos em que a película que reveste a prótese pareça demasiado fina ou grossa, esse pontos devem ser corrigidos utilizando as técnicas padronizadas.
- Depois da avaliação, remover o material e limpar a prótese.

Nota:

 - a. Não utilize FIT CHECKER ADVANCED BLUE sobre superfícies rebasadas com material mole para rebasamento à base de silicone, pois seria difícil de remover.
 - b. FIT CHECKER ADVANCED BLUE é um material muito fluido. Deve tomar-se precauções para assegurar que o material não escorre para a garganta do paciente.
 - c. Evite a secagem excessiva do dente e do tecido circundante durante a aplicação de FIT CHECKER ADVANCED BLUE.
 - d. FIT CHECKER ADVANCED BLUE har en unik kemi som gör att det stelnar snabbare i den orala kaviteten än i rumstemperatur. Därför ska man granska materialet i munnen för att kunna avgöra rätt steningstid.
 - e. Ju högre temperatur desto kortare arbetstid. Lägre temperature ökar arbetstidslen.

REGISTO OCLUSAL

- Aplique a mistura sobre a superfície oclusal e peça ao paciente para ocluir lentamente. Mantenha no lugar durante 1 minuto, até o material prender.
- Depois de prender, retire da boca e avalie os contactos de oclusão.
- Lave a impressão com água corrente e desinfeite-a com um desinfetante adequado.

Nota:

 - a. Bloqueie a área retentiva usando materiais de cera quando toma o registo oclusal de pacientes com aparelhos ortodonticos.
 - b. Ao tomar o registo oclusal de um modelo, aplique uma camada fina de vaselina sobre o modelo ou prótese antes de aplicar FIT CHECKER ADVANCED BLUE.

COR AZUL

ARMAZENAMENTO

Conservar a temperatura ambiente, protegido da luz direta do sol (15 - 25°C, 60 - 77°F.) (Lagringstid : 2 år från tillverkningsdatum).

FÖRPACKNINGAR

Patron Två patroner 56g (48mL) x 2, MIXING TIP II SS x 3, MIXING TIP II S x 3

VARNING

- Om materialet kommer i kontakt med mjukvånader i munnen eller huden, avlägsnas materialet. Skölj därefter med vatten.
- Om materialet kommer i kontakt med ögonen. Skölj omedelbart med vatten. Sök läkarvård.
- Não mixture FIT CHECKER ADVANCED BLUE com componentes de quaisquer outros produtos.
- Evite contaminar o vestuário com o material, dado que este é difícil de remover.
- Em caso de contacto com pele, remove o material depois de este prender. Se o remover antes de prender, o material poderá manchar a pele.
- Undvik att svälja materialet.

Última revisão : 11/2012

FIT CHECKER™ ADVANCED BLUE

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΤΥΠΟΥ VPES ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΛΥΣΙΑΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ

Διατίθεται μόνο για οδοντιατρική χρήση και για τις προτεινόμενες ενδείξεις.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Για τον έλεγχο εφαρμογής
 - *Στεφάνης : όρια, όμορη επιφάνεια, μασητική επιφάνεια.
 - *Προκαταστασθέν οξεία : έδραση του άξονα.
 - *Ενθέτου : όρια, όμορη επιφάνεια.
 - *Οδοντοστοιχίας
- Για τον έλεγχο των συκλεισιακών καταγραφών.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Σε σπάνιες περιπτώσεις το προϊόν μπορεί να προκαλέσει υπερευαισθησία σε κάποια άτομα. Αν παρατηθούν τέτοιες αντιδράσεις διακόψτε τη χρήση του προϊόντος και αναζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Κατά την εξώθηση του υλικού FIT CHECKER ADVANCED BLUE, πρέπει να αποφευχθεί η ανάμιξη ή επαφή με το ακόλουθα υλικά. Αυτό μπορεί να καθυστερήσει ή να αναστείλει τον πολυμερισμό: Καταλύτης για σιλικόνη συμπίκνωσης, πολυμορφάδια, προϊόντατου περιέχοντα ευγενόλη, θιούρες ενώσεις, πλαστικά γάντια, λάδι, ακριλικά, γλυκερόλη και τοπικά αναισθητικά τύπου στρέπ ή αλοφίης (π. χ. lidocaίνη).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΓΓΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΘΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
- Ανασκηάστε το μοχλό απελευθέρωσης του πιστολιού εφαρμογής GC CARTRIDGE DISPENSER II και τραβήξτε το έμβολο προώθησης τελείως πίσω. Ανασκηάστε το συγκατητήρα της φύσιγγας και τοποθετήστε την βεβαιώνοντας ότι η εγκοπή τύπου - V- στο εξωτερικό χείλος της φύσιγγας είναι στραμμένη προς τα κάτω. Πέστε το συγκατητήρα της φύσιγγας προς τα κάτω ώστε να σταθεροποιηθεί στη θέση της.
 - Ανασκηάστε το μοχλό απελευθέρωσης και πιέστε το έμβολο προώθησης εμπρός μέχρι να ακουμπήσει στη φύσιγγα.
 - Αφαιρέστε το καπάκι της φύσιγγας περιστρέφοντάς το κατά 1/4 της στροφής αριστερόστροφα. Πέστε το καπάκι προς τα κάτω και τραβήξτε το από τη φύσιγγα. Πέστε ελαφρά τη σκανδάλη για την εξώθηση μικρής ποσότητας υλικού από τα δύο στόμια. Βεβαιωθείτε ότι βάση και καταλύτης εξέρχονται ομοιόμορφα.
 - Ευθυγραμμίστε την εγκοπή τύπου - V- στο χείλος του ΡΥΓΧΟΥΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ II με την εγκοπή τύπου -V-ανάμεσα στις δύο χωρητικότητες της φύσιγγας. Τοποθετήστε το ρύγχος ανάμειξης στη θέση του πι