



Patterson® Disposable Three Way Impression Trays

Directions for Use:

1. After completion of tooth preparations and gingival retraction, place unloaded tray. When using the posterior, quadrant or sideless, make sure the crossbar of the tray is distal to the last maxillary tooth and the tray is centered buccally/lingually.
2. Have the patient "close" on the unloaded tray and check the opposite side of the patient's mouth to make sure that the patient has closed into the correct occlusion.
3. Paint impression adhesive on tray walls only, not on webbing. Overload both sides. Note: Must be used with a firm-setting material. It also may be used with hard-setting Heavy Body/Light Body one-step techniques, not two-step techniques.
4. Remove retraction cord, if used. Syringe impression material around important areas.
5. With syringed impression material in place and still unset, place loaded tray into proper position.
6. Have patient close properly.
7. When set, gently remove from mouth. Inspect final impression. No plastic pressure areas should be visible.
8. Disinfect.



À usage unique

Manufactured for:
Fabrique pour :

Patterson Dental Supply, Inc.
1031 Mendota Heights Road
Saint Paul, MN 55120



Bite Tray IFU Rev. B 03-24-2025

Reorder Number

71081678

71081694

71081702

71081710

71081728

Made in China

Porte-empreintes jetables Patterson®, utilisables de trois façons

Mode d'emploi :

1. Après la préparation de la dent et la rétraction de la gencive, mettre en place le porte-empreinte vide. Lors de l'utilisation de porte-empreintes pour dents postérieures, de type quadrant ou sans rebords, s'assurer que la barre transversale est distale par rapport à la dernière dent supérieure et que le porte-empreinte est centré par rapport à la bouche/la langue.
2. Demander au patient de « fermer la bouche » par-dessus le porte-empreinte vide et observer la partie opposée de la bouche du patient pour s'assurer qu'une occlusion correcte est formée.
3. Étendre de l'adhésif pour porte-empreinte, sur les parois uniquement. Ne pas en mettre sur les mailles. Surcharger les deux côtés. Remarque : Doit être utilisé avec un matériau à prise ferme. Les techniques en une étape peuvent aussi être utilisées avec un matériau à prise dure et à viscosité élevée/faible mais pas les techniques en deux étapes.
4. Retirer la corde à rétracter, si elle a été utilisée. Injecter le matériau pour empreintes autour des régions importantes.
5. Lorsque le matériau pour empreintes est injecté aux bons endroits et encore frais, bien positionner le porte-empreinte plein.
6. Demander au patient de bien fermer la bouche.
7. Lorsque le durcissement est terminé, retirer délicatement de la bouche. Inspecter l'empreinte finale. Aucune zone de pression du plastique ne devrait être visible.
8. Désinfecter.



À usage unique

Manufactured for:

Fabriqué pour :

Patterson Dental Supply, Inc.
1031 Mendota Heights Road
Saint Paul, MN 55120



Bite Tray IFU Rev. B 03-24-2025

N° de produit

71081678

71081694

71081702

71081710

71081728

Fabriqué en Chine