

Agiter avant l'emploi - pH de 6 à 8 conforme à la norme de l'EPA

La formule enzymatique super concentrée élimine la plaque de biofilm, les solides organiques, l'écume, les odeurs, le dépôt découlant du nettoyage manuel quotidien des filtres et améliore l'aspiration. Respectueux de l'environnement et sécuritaire pour les pièces et les tuyaux en plastique.

Protocole d'entretien quotidien - Lors de la fermeture (pour 2 salles opératoires), ajouter (dans un distributeur à pompe) 1 oz (30 mL) de nettoyant pour système d'évacuation Patterson à 64 oz (2 L) d'eau et bien mélanger. Aspirer 16 oz (0,5 L) de solution dans chaque valve, une valve à la fois, 32 oz (1 L) par salle opératoire lors de la fermeture.

IMPORTANT : Vérifier les filtres une fois par semaine, le nettoyage quotidien des filtres n'est plus requis. Refermer le couvercle du produit pour en assurer la fraîcheur et le conserver à l'abri de la lumière directe du soleil.

Rincer le distributeur après chaque usage, verser le mélange résiduel dans le drain de l'évier.

AVERTISSEMENT



Contient : Acide citrique, benzoate de sodium, propionate de sodium

Mentions de danger : Cause une irritation de la peau et des yeux.

Mises en garde : Lire l'étiquette avant chaque utilisation. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, des lunettes de protection et un dispositif de protection du visage. Bien laver la peau après avoir manipulé le produit.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les porter de nouveau. Laver la peau à grande eau avec du savon. En présence d'irritation de la peau, consulter un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Bien rincer avec de l'eau durant plusieurs minutes. En présence de lentilles de contact, les retirer si cela est facile à faire. Continuer de rincer. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin. Traitement particulier (consulter les directives de premiers soins sur l'étiquette). Jeter le contenu et le contenant conformément à la réglementation fédérale, provinciale et locale en vigueur.

Patterson Dental Supply, Inc. 1031 Mendota Heights Road, Saint Paul, MN, 55120, É.-U.
800-328-5536

N° d'urgence : 800-424-9300

Shake Before Use - EPA pH Compliant 6-8

Super Concentrated Enzyme(s) Formula eliminates (Biofilm Plaque), organic solids, scum, odors, "Daily Trap Hand Cleaning" & improves vacuum suction. Environmentally friendly & safe for all plastic parts and pipes.

Daily Maintenance Protocol - At closing (per 2 operatory) add (1 dispenser pump) 1oz. (30 mL) Patterson Evacuation Cleaner to 64 oz. (2 L) of water, stir well. Aspirate 16 oz. (.5 L) of solution into each valve, one valve at a time, 32 oz. (1 L) per operatory at closing.

IMPORTANT: Check traps weekly, daily trap cleaning will no longer be needed. Reseal lid to ensure freshness & store out of direct sunlight.

Rinse Dispenser After Use, Pour Residual Mixture Down Sink Drain.

WARNING



Contains: Citric acid; Sodium benzoate; Sodium propionate

Hazard Statements: Causes skin and eye irritation.

Precautionary Statements: Read label before use. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Wash skin thoroughly after handling.

IF ON SKIN: Take off contaminated clothing and wash it before reuse. Wash skin with plenty of water and soap. If skin irritation occurs seek medical advice or attention.

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists seek medical advice or attention. Specific treatment (see supplemental first aid instructions on this label). Dispose of contents or container in accordance with federal, provincial and local regulations.

Patterson Dental Supply, Inc. 1031 Mendota Heights Road, Saint Paul, MN, 55120, USA | 800-328-5536

Emergency Phone: 800-424-9300