

VOCO

VOCO Profluorid[®] Varnish



Carefully read instructions prior to use  0482

VOCO Profluorid Varnish is a fluoride containing dental varnish for surface application to enamel and dentin. **VOCO Profluorid Varnish** will adhere to wet surfaces and is tolerant to moisture and saliva.

VOCO Profluorid Varnish is an ethanolic suspension of colophony with artificial flavors and sweetened with xylitol.

1 ml of **VOCO Profluorid Varnish** contains 50 mg of sodium fluoride equivalent to 22.6 mg of fluoride.

Indications:

VOCO Profluorid Varnish is intended for use as

- Treatment of hypersensitive teeth
- Sealing the dentinal tubules for cavity preparations or on sensitive root surfaces
- Cavity liner under amalgam restorations

Contraindications:

VOCO Profluorid Varnish is contraindicated in patients with ulcerative gingivitis or stomatitis or known allergies to colophony.

VOCO Profluorid Varnish is not intended for systemic treatment.

Methods of Use:

Recommended dosage:

- **Treatment of patients with primary dentition**
Use approx. 0.25 ml of **VOCO Profluorid Varnish**
- **Treatment of patients with adolescent or permanent dentition**
Use approx. 0.40 ml of **VOCO Profluorid Varnish**

VOCO Profluorid Varnish should be applied on a complete set of teeth in a very thin film thickness. A thick film thickness is more likely to peel off and does not provide better therapeutic results. A complete set of teeth can be treated between the ranges of 0.25ml and 0.40ml.

Application:

1. Thoroughly clean tartar from treatment areas.
2. For best results, eliminate any excessive moisture/saliva from area to be treated.
3. Use brush applicator or foam pellet to uniformly apply **VOCO Profluorid Varnish**, covering the entire surface to be treated as a thin film.
4. Allow area to become wet (either by gentle rinsing or natural salivary flow) to ensure setting of **VOCO Profluorid Varnish**.
5. Instruct patient to avoid hard food, alcohol, brushing or flossing for the next 4 hours after application.

Precautionary measures:

Edematous swellings have been reported on rare occasions especially following application to extensive surfaces. Direct ingestion should be avoided. Dyspnea associated with asthmatic children, has been reported for similar preparations in extremely rare cases. Patients having sensitive digestive systems may experience nausea, usually after extensive treatment. In case of adverse reactions, remove varnish with a soft toothbrush and floss, and then rinse with warm water.

No treatment with other fluoride preparations on day of application. Suspend treatment with fluoride tablets for several days after treatment. Do not swallow.

According to its purpose, **VOCO Profluorid Varnish** has a sticky consistency. Material remaining on the screw thread may cause the cap to stick. Wipe off any contaminating residues with an ethanol-containing cloth.

Storage:

Store at temperatures between 39°F - 73°F (4°C - 23°C). Do not use after expiration date.

PRODUCT ORDERING INFORMATION:

tubo 10ml (melon)	REF 1267
tubo 10ml (caramel)	REF 2232
tubo 10ml (cherry)	REF 2233
tubo 10ml (mint)	REF 2234
50 <i>SingleDose</i> 0.25ml (melon), accesorios	REF 1268
48 <i>SingleDose</i> 0.40ml (mixed), accesorios	REF 2225
50 <i>SingleDose</i> 0.40ml (melon), accesorios	REF 1269
50 <i>SingleDose</i> 0.40ml (caramel), accesorios	REF 2226
50 <i>SingleDose</i> 0.40ml (cherry), accesorios	REF 2227
50 <i>SingleDose</i> 0.40ml (mint), accesorios	REF 2228
200 <i>SingleDose</i> 0.40ml (melon), accesorios	REF 1271
200 <i>SingleDose</i> 0.40ml (caramel), accesorios	REF 2229
200 <i>SingleDose</i> 0.40ml (cherry), accesorios	REF 2230
200 <i>SingleDose</i> 0.40ml (mint), accesorios	REF 2231

This material has been developed solely for use in dentistry. Processing should be done strictly according to the instructions for use. VOCO recognizes its responsibility to replace products if proven to be defective. VOCO does not accept liability for any damage or loss, directly or indirectly, stemming from the use of or inability to use the products described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk and liability in connection therewith.

Descriptions and data constitute no warranty of attributes and are not binding.

CAUTION: U.S. Federal Laws restrict this device to sale by or on the order of a dentist.

No person is authorized to provide any information which deviates from the information provided in the instructions for use.

For questions or comments, please call 1-888-658-2584.

Keep this material out of reach of children.

For dental use only.

manufactured by:


VOCO GmbH Phone +49 (4721) 719-0
Anton-Flettner-Str. 1-3 Fax +49 (4721) 719-140
27472 Cuxhaven e-mail: marketing@voco.com
Germany www.voco.com



VOCO

VOCO Profluorid[®] Varnish



Leer esmeradamente las instrucciones  0482
antes del uso

VOCO Profluorid Varnish es una laca dental que contiene fluoruros para la aplicación superficial a esmalte y dentina. **VOCO Profluorid Varnish** se adhiere a superficies mojadas y es tolerante a humedad y saliva.

VOCO Profluorid Varnish es una suspensión de colofonia con sabor artificial endulzada con xilitol en solución de etanol.

1 ml de **VOCO Profluorid Varnish** contiene 50 mg de fluoruro de sodio equivalente a 22.6 mg de ión de flúor.

Indicaciones:

VOCO Profluorid Varnish está indicado para

- el tratamiento de dientes hipersensibles
- el sellado de túbulos dentinales para preparaciones de cavidad o en superficies radiculares sensibles
- protector de cavidad debajo restauraciones de amalgama

Contraindicaciones:

VOCO Profluorid Varnish está contraindicado para pacientes con gingivitis ulcerante o estomatitis o alergias conocidas en cuanto a colofonia. **VOCO Profluorid Varnish** no es para el tratamiento sistemático.

Métodos de uso:

Dosificación recomendada:

- **Tratamiento en pacientes con dientes de leche**
Usar aprox. 0.25 ml de **VOCO Profluorid Varnish**
- **Tratamiento de pacientes con dentición mixta o dentadura fija**
Usar aprox. 0.40 ml de **VOCO Profluorid Varnish**

VOCO Profluorid Varnish se aplica como una película fina en el tejido dental duro. Películas gruesas se desprenden más fácil y no mejoran la terapéutica. Por experiencia, la cantidad requerida está entre 0.25 ml y 0.40 ml para un set completo de dientes.

Aplicación:

1. Limpíese bien el sarro de las áreas a tratar.
2. Para mejores resultados, elimínese la humedad/saliva excesiva del área a tratar.
3. Utilícese un aplicador de cepillo o pellets de espuma para aplicar uniformemente **VOCO Profluorid Varnish**, cubriendo con una película fina la superficie completa a tratar.
4. Permitase que se moje el área (o bien con enjuage suave o flujo de saliva natural) para asegurar un fraguado de **VOCO Profluorid Varnish**.
5. Instrúyase al paciente de evitar comida dura, alcohol, cepillado o seda dental durante las próximas 4 horas después de la aplicación.

Información/medidas precautorias:

Inflamación edematosa ha sido reportada en pocas ocasiones especialmente siguiente a la aplicación en superficies extensas. Una ingestión directa debe ser evitada. Disnea en conexión con niños asmáticos ha sido reportada - en casos extremadamente raros - para preparaciones similares. Pacientes que tienen sistemas digestivos sensibles pueden experimentar náuseas, normalmente después de un tratamiento extenso. En caso de reacciones adversas, eliminar la laca con un cepillo de dientes blando y seda dental, luego lavar con agua caliente.

No realizar tratamiento con otros preparados de fluoruros en el día de la aplicación. Suspender el tratamiento con comprimidos de fluoruro por unos días después del tratamiento. No tragar.

VOCO Profluorid Varnish tiene, correspondientemente a su modo de aplicación una consistencia pegajosa. Los residuos de material en la rosca de tornillo pueden causar una pegadura de la tapa. Limpiar eventualmente las impurezas con un paño que contenga etanol.

Conservación:

Consérvese a temperaturas entre 39°F - 73°F (4°C - 23°C). No usar después de la fecha de caducidad.

Presentación:

tubo 10ml (melon)	REF 1267
tubo 10ml (caramel)	REF 2232
tubo 10ml (cherry)	REF 2233
tubo 10ml (mint)	REF 2234
50 <i>SingleDose</i> 0.25ml (melon), accesorios	REF 1268
48 <i>SingleDose</i> 0.40ml (mixed), accesorios	REF 2225
50 <i>SingleDose</i> 0.40ml (melon), accesorios	REF 1269
50 <i>SingleDose</i> 0.40ml (caramel), accesorios	REF 2226
50 <i>SingleDose</i> 0.40ml (cherry), accesorios	REF 2227
50 <i>SingleDose</i> 0.40ml (mint), accesorios	REF 2228
200 <i>SingleDose</i> 0.40ml (melon), accesorios	REF 1271
200 <i>SingleDose</i> 0.40ml (caramel), accesorios	REF 2229
200 <i>SingleDose</i> 0.40ml (cherry), accesorios	REF 2230
200 <i>SingleDose</i> 0.40ml (mint), accesorios	REF 2231

Este material se desarrolló exclusivamente para el uso del odontólogo. El proceso debe ser como está indicado en la información de uso. VOCO reconoce su responsabilidad de reemplazar los productos si se muestran que están defectos. VOCO no acepta la responsabilidad de cualquier perjuicio o pérdida que descienden del uso o de la incapacidad de usar los productos descritos. Antes de usarlo, es la responsabilidad del utilizador de determinar lo adecuado del producto para su uso intentado. El utilizador supone todo el riesgo y la responsabilidad en conexión con eso. Descripciones y datos no constituyen ninguna garantía y no son aglomerantes.

Atención: La legislación americana registre este dispositivo para venderlo o al pedido del dentista.

Ninguna persona está autorizada de proveer ninguna información que desvíe de las informaciones provídas en esta información de uso.

Para preguntas o comentarios, por favor, llámen al 1-888-658-2584.

Mántengase fuera del alcance de los niños.

Solamente para el uso odontólogo.

Fabricado por:

VOCO GmbH Phone +49 (4721) 719-0
Anton-Flettner-Str. 1-3 Fax +49 (4721) 719-140
27472 Cuxhaven e-mail: marketing@voco.com
Germany www.voco.com



VC 60 001267 US 0212 99 © by VOCO

VOCO

VOCO Profluorid[®] Varnish



Carefully read instructions prior to use  0482

VOCO Profluorid Varnish is a fluoride containing dental varnish for surface application to enamel and dentin. **VOCO Profluorid Varnish** will adhere to wet surfaces and is tolerant to moisture and saliva.

VOCO Profluorid Varnish is an ethanolic suspension of colophony with artificial flavors and sweetened with xylitol.

1 ml of **VOCO Profluorid Varnish** contains 50 mg of sodium fluoride equivalent to 22.6 mg of fluoride.

Indications:

VOCO Profluorid Varnish is intended for use as

- Treatment of hypersensitive teeth
- Sealing the dentinal tubules for cavity preparations or on sensitive root surfaces
- Cavity liner under amalgam restorations

Contraindications:

VOCO Profluorid Varnish is contraindicated in patients with ulcerative gingivitis or stomatitis or known allergies to colophony.

VOCO Profluorid Varnish is not intended for systemic treatment.

Methods of Use:

Recommended dosage:

- **Treatment of patients with primary dentition**
Use approx. 0.25 ml of **VOCO Profluorid Varnish**
- **Treatment of patients with adolescent or permanent dentition**
Use approx. 0.40 ml of **VOCO Profluorid Varnish**

VOCO Profluorid Varnish should be applied on a complete set of teeth in a very thin film thickness. A thick film thickness is more likely to peel off and does not provide better therapeutic results. A complete set of teeth can be treated between the ranges of 0.25ml and 0.40ml.

Application:

1. Thoroughly clean tartar from treatment areas.
2. For best results, eliminate any excessive moisture/saliva from area to be treated.
3. Use brush applicator or foam pellet to uniformly apply **VOCO Profluorid Varnish**, covering the entire surface to be treated as a thin film.
4. Allow area to become wet (either by gentle rinsing or natural salivary flow) to ensure setting of **VOCO Profluorid Varnish**.
5. Instruct patient to avoid hard food, alcohol, brushing or flossing for the next 4 hours after application.

Precautionary measures:

Edematous swellings have been reported on rare occasions especially following application to extensive surfaces. Direct ingestion should be avoided. Dyspnea associated with asthmatic children, has been reported for similar preparations in extremely rare cases. Patients having sensitive digestive systems may experience nausea, usually after extensive treatment. In case of adverse reactions, remove varnish with a soft toothbrush and floss, and then rinse with warm water.

No treatment with other fluoride preparations on day of application. Suspend treatment with fluoride tablets for several days after treatment. Do not swallow.

According to its purpose, **VOCO Profluorid Varnish** has a sticky consistency. Material remaining on the screw thread may cause the cap to stick. Wipe off any contaminating residues with an ethanol-containing cloth.

Storage:

Store at temperatures between 39°F - 73°F (4°C - 23°C). Do not use after expiration date.

PRODUCT ORDERING INFORMATION:

tubo 10ml (melon)	REF 1267
tubo 10ml (caramel)	REF 2232
tubo 10ml (cherry)	REF 2233
tubo 10ml (mint)	REF 2234
50 <i>SingleDose</i> 0.25ml (melon), accesorios	REF 1268
48 <i>SingleDose</i> 0.40ml (mixed), accesorios	REF 2225
50 <i>SingleDose</i> 0.40ml (melon), accesorios	REF 1269
50 <i>SingleDose</i> 0.40ml (caramel), accesorios	REF 2226
50 <i>SingleDose</i> 0.40ml (cherry), accesorios	REF 2227
50 <i>SingleDose</i> 0.40ml (mint), accesorios	REF 2228
200 <i>SingleDose</i> 0.40ml (melon), accesorios	REF 1271
200 <i>SingleDose</i> 0.40ml (caramel), accesorios	REF 2229
200 <i>SingleDose</i> 0.40ml (cherry), accesorios	REF 2230
200 <i>SingleDose</i> 0.40ml (mint), accesorios	REF 2231

This material has been developed solely for use in dentistry. Processing should be done strictly according to the instructions for use. VOCO recognizes its responsibility to replace products if proven to be defective. VOCO does not accept liability for any damage or loss, directly or indirectly, stemming from the use of or inability to use the products described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk and liability in connection therewith.

Descriptions and data constitute no warranty of attributes and are not binding.

CAUTION: U.S. Federal Laws restrict this device to sale by or on the order of a dentist.

No person is authorized to provide any information which deviates from the information provided in the instructions for use.

For questions or comments, please call 1-888-658-2584.

Keep this material out of reach of children.

For dental use only.

manufactured by:

VOCO GmbH Phone +49 (4721) 719-0
Anton-Flettner-Str. 1-3 Fax +49 (4721) 719-140
27472 Cuxhaven e-mail: marketing@voco.com
Germany www.voco.com




VC 60 001267 US 0212 99 © by VOCO

VOCO

VOCO Profluorid[®] Varnish



Leer esmeradamente las instrucciones  0482
antes del uso

VOCO Profluorid Varnish es una laca dental que contiene fluoruros para la aplicación superficial a esmalte y dentina. **VOCO Profluorid Varnish** se adhiere a superficies mojadas y es tolerante a humedad y saliva.

VOCO Profluorid Varnish es una suspensión de colofonia con sabor artificial endulzada con xilitol en solución de etanol.

1 ml de **VOCO Profluorid Varnish** contiene 50 mg de fluoruro de sodio equivalente a 22.6 mg de ión de flúor.

Indicaciones:

VOCO Profluorid Varnish está indicado para

- el tratamiento de dientes hipersensibles
- el sellado de túbulos dentinales para preparaciones de cavidad o en superficies radiculares sensibles
- protector de cavidad debajo restauraciones de amalgama

Contraindicaciones:

VOCO Profluorid Varnish está contraindicado para pacientes con gingivitis ulcerante o estomatitis o alergias conocidas en cuanto a colofonia. **VOCO Profluorid Varnish** no es para el tratamiento sistemático.

Métodos de uso:

Dosificación recomendada:

- **Tratamiento en pacientes con dientes de leche**
Usar aprox. 0.25 ml de **VOCO Profluorid Varnish**
- **Tratamiento de pacientes con dentición mixta o dentadura fija**
Usar aprox. 0.40 ml de **VOCO Profluorid Varnish**

VOCO Profluorid Varnish se aplica como una película fina en el tejido dental duro. Películas gruesas se desprenden más fácil y no mejoran la terapéutica. Por experiencia, la cantidad requerida está entre 0.25 ml y 0.40 ml para un set completo de dientes.

Aplicación:

1. Limpíese bien el sarro de las áreas a tratar.
2. Para mejores resultados, elimínese la humedad/saliva excesiva del área a tratar.
3. Utilícese un aplicador de cepillo o pellets de espuma para aplicar uniformemente **VOCO Profluorid Varnish**, cubriendo con una película fina la superficie completa a tratar.
4. Permitase que se moje el área (o bien con enjuage suave o flujo de saliva natural) para asegurar un fraguado de **VOCO Profluorid Varnish**.
5. Instrúyase al paciente de evitar comida dura, alcohol, cepillado o seda dental durante las próximas 4 horas después de la aplicación.

Información/medidas precautorias:

Inflamación edematosa ha sido reportada en pocas ocasiones especialmente siguiente a la aplicación en superficies extensas. Una ingestión directa debe ser evitada. Disnea en conexión con niños asmáticos ha sido reportada - en casos extremadamente raros - para preparaciones similares. Pacientes que tienen sistemas digestivos sensibles pueden experimentar náuseas, normalmente después de un tratamiento extenso. En caso de reacciones adversas, eliminar la laca con un cepillo de dientes blando y seda dental, luego lavar con agua caliente.

No realizar tratamiento con otros preparados de fluoruros en el día de la aplicación. Suspender el tratamiento con comprimidos de fluoruro por unos días después del tratamiento. No tragar.

VOCO Profluorid Varnish tiene, correspondientemente a su modo de aplicación una consistencia pegajosa. Los residuos de material en la rosca de tornillo pueden causar una pegadura de la tapa. Limpiar eventualmente las impurezas con un paño que contenga etanol.

Conservación:

Consérvese a temperaturas entre 39°F - 73°F (4°C - 23°C). No usar después de la fecha de caducidad.

Presentación:

tubo 10ml (melon)	REF 1267
tubo 10ml (caramel)	REF 2232
tubo 10ml (cherry)	REF 2233
tubo 10ml (mint)	REF 2234
50 <i>SingleDose</i> 0.25ml (melon), accesorios	REF 1268
48 <i>SingleDose</i> 0.40ml (mixed), accesorios	REF 2225
50 <i>SingleDose</i> 0.40ml (melon), accesorios	REF 1269
50 <i>SingleDose</i> 0.40ml (caramel), accesorios	REF 2226
50 <i>SingleDose</i> 0.40ml (cherry), accesorios	REF 2227
50 <i>SingleDose</i> 0.40ml (mint), accesorios	REF 2228
200 <i>SingleDose</i> 0.40ml (melon), accesorios	REF 1271
200 <i>SingleDose</i> 0.40ml (caramel), accesorios	REF 2229
200 <i>SingleDose</i> 0.40ml (cherry), accesorios	REF 2230
200 <i>SingleDose</i> 0.40ml (mint), accesorios	REF 2231

Este material se desarrolló exclusivamente para el uso del odontólogo. El proceso debe ser como está indicado en la información de uso. VOCO reconoce su responsabilidad de reemplazar los productos si se muestran que están defectos. VOCO no acepta la responsabilidad de cualquier perjuicio o pérdida que descienden del uso o de la incapacidad de usar los productos descritos. Antes de usarlo, es la responsabilidad del utilizador de determinar lo adecuado del producto para su uso intentado. El utilizador supone todo el riesgo y la responsabilidad en conexión con eso. Descripciones y datos no constituyen ninguna garantía y no son aglomerantes.

Atención: La legislación americana registre este dispositivo para venderlo o al pedido del dentista.

Ninguna persona está autorizada de proveer ninguna información que desvíe de las informaciones provídas en esta información de uso.

Para preguntas o comentarios, por favor, llámen al 1-888-658-2584.

Mántengase fuera del alcance de los niños.

Solamente para el uso odontólogo.

Fabricado por:

VOCO GmbH Phone +49 (4721) 719-0
Anton-Flettner-Str. 1-3 Fax +49 (4721) 719-140
27472 Cuxhaven e-mail: marketing@voco.com
Germany www.voco.com



VC 60 001267 US 0212 99 © by VOCO