




**Medicom®
SafeMask®**



CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR À PROPOS DE VOTRE MASQUE



FILTRATION SUPÉRIEURE ET RESPIRABILITÉ OPTIMALE POUR UN MASQUE DE NIVEAU 3 AUSSI CONFORTABLE QU'UN MASQUE DE NIVEAU 1.



LA COUCHE INTERNE À BASE D'UN MÉLANGE DE FIBRES CELLULOSIQUES OU BICOMPOSANTES EST SIMPLEMENT DOUCE.



LES BOUCLES AURICULAIRES SONT DE LA LONGUEUR IDÉALE POUR ASSURER UN AJUSTEMENT PARFAIT.



UNE COUCHE EXTERNE CONÇUE POUR OFFRIR UNE PROTECTION MAXIMALE CONTRE LES LIQUIDES.

À FAIRE



MASQUE PORTÉ AVEC LA COULEUR À L'EXTÉRIEUR ET LE LOGO EN BAS À GAUCHE POUR UN BON AJUSTEMENT.

À NE PAS FAIRE



MASQUE PORTÉ À L'ENVERS ET TIRÉ PAR-DESSUS LE MENTON.



UN NOUVEAU MASQUE APRÈS CHAQUE PATIENT

UN MASQUE POUR CHAQUE TÂCHE

NIVEAU
ASTM 1

Idéal pour :



EXAMENS BUCCAUX À FAIBLE RISQUE



FAIBLE NIVEAU D'ÉCLABOUSSURES



TRAITEMENTS ORTHODONTIQUES SANS ÉCLABOUSSURES



TRAVAIL DE BASE EN LABORATOIRE TRAITEMENTS AU FLUORURE



TaylorMade SofSkin Premier Série Master

NIVEAU
ASTM 2

Idéal pour :



EXAMENS BUCCAUX À RISQUE MOYEN



NIVEAU MOYEN D'ÉCLABOUSSURES



BLANCHIMENT



PIÈCES À MAIN À HAUTE OU BASSE VITESSE



TRAVAIL EN LABORATOIRE AVEC EXPOSITION AU SANG IMPLANTS DENTAIRES



Premier Plus Série Master

NIVEAU
ASTM 3

Idéal pour :



EXAMENS BUCCAUX À RISQUE ÉLEVÉ




NIVEAU ÉLEVÉ D'ÉCLABOUSSURES



SERINGUES À AIR/EAU



CHIRURGIE BUCCALE



CHIRURGIE AU LASER



TaylorMade Premier Elite Série Master