

PATTERSON

SOLUTIONS DE STÉRILISATION

POCHETTES PATTERSON®

| 200/boîte | | Cour. | NET 5+1 |
|------------|-----------------|----------|-----------------|
| (084-2617) | 3 1/2" x 5 1/4" | 13,59 \$ | 11,33 \$ |
| (084-2625) | 2 1/4" x 4" | 14,19 \$ | 11,83 \$ |
| (084-2591) | 2 3/4" x 9" | 14,49 \$ | 12,08 \$ |
| (084-2575) | 3 1/2" x 9" | 15,99 \$ | 13,33 \$ |
| (043-7541) | 5 1/4" x 6 1/2" | 22,09 \$ | 18,41 \$ |
| (084-2583) | 5 1/4" x 10" | 24,69 \$ | 20,58 \$ |
| (084-2633) | 7 1/2" x 13" | 41,89 \$ | 34,91 \$ |
| 500/boîte | | Cour. | NET 5+1 |
| (084-2609) | 3 1/2" x 9" | 39,69 \$ | 33,08 \$ |

| 100/boîte | | Cour. | NET 5+1 |
|------------|-----------|----------|-----------------|
| (043-7558) | 10" x 14" | 38,89 \$ | 32,41 \$ |
| (043-7574) | 12" x 17" | 46,69 \$ | 38,91 \$ |
| (043-7582) | 13" x 20" | 59,39 \$ | 49,49 \$ |



Des indicateurs à paramètres multiples, internes et externes, imprimés directement sur la pochette.

EMBALLAGES DE STÉRILISATION CSR PATTERSON®

Bleu



| 1 000/caisse | | Cour. | NET 7+1 |
|--------------|-----------|-----------|------------------|
| (089-4709) | 12" x 12" | 137,69 \$ | 120,48 \$ |
| (089-4717) | 15" x 15" | 225,49 \$ | 197,30 \$ |
| 500/caisse | | Cour. | NET 7+1 |
| (089-4725) | 18" x 18" | 187,69 \$ | 164,23 \$ |
| (089-4733) | 20" x 20" | 211,29 \$ | 184,88 \$ |
| (089-4741) | 24" x 24" | 280,99 \$ | 245,87 \$ |
| 200/caisse | | Cour. | NET 7+1 |
| (089-4766) | 36" x 36" | 254,99 \$ | 223,12 \$ |

RUBAN INDICATEUR SANS PLOMB PATTERSON® POUR AUTOCLAVE

| 1 000/caisse | | Cour. | NET 7+1 |
|--------------|---------|----------|----------------|
| (118-6931) | 3/4" l. | 9,49 \$ | 8,30 \$ |
| (118-6915) | 1" l. | 11,39 \$ | 9,97 \$ |




GAINES TUBULAIRES EN NYLON POUR AUTOCLAVE PATTERSON®



| | | Cour. | NET 5+1 |
|------------|--------|----------|-----------------|
| (083-9415) | 2"100' | 16,89 \$ | 14,08 \$ |
| (083-9423) | 3"100' | 21,79 \$ | 18,16 \$ |
| (083-9431) | 4"100' | 26,39 \$ | 21,99 \$ |
| (083-9449) | 6"100' | 37,79 \$ | 31,49 \$ |

INDICATEURS BIOLOGIQUES AUTONOMES PATTERSON®

100/emb.



(112-2704)

239,99 \$

INTÉGRATEURS POUR STÉRILISATION À LA VAPEUR DE TYPE 5 PATTERSON®

1 000/emb.



(112-2712)

211,50 \$

NETTOYANT POUR SYSTÈME D'ÉVACUATION MICROBVAC PATTERSON®

Bouteille de 32 oz.

- Améliore le rendement d'évacuation
- Polyvalent, compatible avec tous les systèmes d'aspiration
- Élimine les étapes liées au nettoyage quotidien du collecteur
- Approuvé pour les séparateurs d'amalgame
- 1 litre (32 oz.) permet d'effectuer jusqu'à 200 traitements de nettoyage du système
- pH 7

(035-7079)

COUR. 155,19 \$

NET 6+4 93,11 \$



COMPRIMÉS PATTERSON® POUR L'ENTRETIEN DES CONDUITES D'EAU

50/emb.

(041-9184) Traitement de 750 ml

COUR. 59,19 \$

NET 7+1 51,79 \$

(041-9192) Traitement de 2 litres

COUR. 92,79 \$

NET 7+1 81,19 \$



DÉTERGENT ENZYMATIQUE pdCARE™

1 gallon

- Le détergent enzymatique pdCARE™ élimine efficacement le sang, les tissus, le mucus et d'autres fluides corporels riches en protéines. Ce détergent peut être utilisé comme solution de nettoyage ultrasonique et pour le pré-trempage enzymatique. Il est sécuritaire pour tous les instruments et 3,8 l (1 gal) produisent 485 l (128 gal) de solution utilisable.

(085-5650)

COUR. 45,79 \$

NET 5+1 38,16 \$



PATTERSON

SOLUTIONS DE STÉRILISATION

COMPRIMÉS ENZYMATIQUES PATTERSON®

Les comprimés enzymatiques Patterson® sont des comprimés peu moussants utilisés pour le nettoyage et le prétrempage des appareils de nettoyage à ultrasons et des systèmes d'évacuation.

(090-9796) Comprimés enzymatiques Patterson®, 64/boîte

COUR. 49,29\$ **NET 5+1 41,08\$**



APPAREILS DE NETTOYAGE À ULTRASONS

Appareil de nettoyage ultrasonique Patterson® PA13Q

- Capacité de la cuve: 12,3 litres (3,25 gallons)
- Fabriqué aux États-Unis

(074-5620) **MEILLEUR PRIX 2 199,99\$**



Appareil de nettoyage ultrasonique Patterson® PA4

- Capacité de la cuve: 4 litres (3-3/8 pintes)
- Fabriqué aux États-Unis

(090-9507) **MEILLEUR PRIX 719,99\$**



Appareil de nettoyage ultrasonique Patterson® PA4 avec élément chauffant

- Capacité de la cuve: 4 litres (3-3/8 pintes)
- Fabriqué aux États-Unis

(090-9523) **MEILLEUR PRIX 889,99\$**



SOLUTIONS DE NETTOYAGE ULTRASONIQUE PATTERSON®

Usage général, sans ammoniac, bleu, 1 gallon

(090-9655)



Détartrant et détachant, transparent, 1 gallon

(090-9713)



Dissolvant pour plâtre et pierre, rose, 1 gallon

(090-9705)



Dissolvant pour ciment temporaire, jaune, 1 gallon

(090-9721)



COUR. 19,99\$

NET 5+1 16,66\$

SOLUTIONS DE NETTOYAGE ULTRASONIQUE SUPER CONCENTRÉES PATTERSON®

Solution à usage général, bleue, bouteille de 16 oz.

(111-6573)

COUR. 38,99\$ **NET 5+1 32,49\$**



Solution pour l'élimination des taches et du tartre, transparente, bouteille de 16 oz.

(111-6581)

COUR. 44,29\$ **NET 5+1 36,91\$**



Solution enzymatique, transparente, bouteille de 16 oz.

(111-6599)

COUR. 37,39\$ **NET 5+1 31,16\$**



PATTERSON

GANTS

GANTS D'EXAMEN EN NITRILE TACTILEGUARD™ ULTRA 3G PATTERSON®

Sans poudre • Sans latex • Rouge • 100/boîte

Les gants d'examen en nitrile TactileGuard™ Ultra 3G Patterson® ont les bouts des doigts texturés, ce qui favorise un juste équilibre entre la sensibilité tactile et la sécurité.

- Répondent aux normes ASTM D 6319
- Testés avec des agents chimiothérapeutiques
- Poids de 3,5 g
- Fabriqués dans une installation certifiée ISO 9001:2015
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel



COUR. 11,99 \$

NET 7+3 POUR 100 GANTS 8,39 \$

- 124-5620 Très petit
- 124-5638 Petit
- 124-5646 Moyen
- 124-5653 Grand
- 124-5661 Très grand

GANTS D'EXAMEN PATTERSON® EN NITRILE AVEC ALOËS ET VITAMINE E

200/boîte • Pervenche

- (041-2205) Très petit
- (041-2213) Petit
- (041-2221) Moyen
- (041-2239) Grand
- (041-2247) Très grand (180/boîte)

DURS À LA TÂCHE



DOUX POUR LES MAINS



COUR. 24,99 \$

NET 7+3 17,49 \$

NET POUR 100 GANTS 8,75 \$

GANTS D'EXAMEN EN LATEX PATTERSON® 100/boîte



- (088-4718) Très petit
- (088-4726) Petit
- (088-4734) Moyen
- (088-4742) Grand
- (088-4759) Très grand

COUR. 11,99 \$

NET 7+3 8,39 \$

NET POUR 100 GANTS 8,39 \$

GANTS D'EXAMEN EN CHLOROPRÈNE PATTERSON®

200/boîte • Sans poudre • Sans latex • Aqua

Les gants d'examen en chloroprène offrent durabilité et confort, ce qui est particulièrement avantageux en cas de port prolongé.

- Sans latex
- Texturés
- À usage unique
- Non stériles
- Ambidextres

- 058-5224 Très petit
- 058-5463 Petit
- 058-5471 Moyen
- 058-5489 Grand
- 058-5497 Très grand

COUR. 38,99 \$

NET 7+3 27,29 \$

NET POUR 100 GANTS 13,65 \$



ILS SONT DE RETOUR



GANTS D'EXAMEN EN NITRILE TACTILEGUARD™

Sans poudre • Bleu violet 200/boîte



Les gants d'examen en nitrile TactileGuard Patterson® ont les bouts des doigts texturés, ce qui favorise un juste équilibre entre la sensibilité tactile et la sécurité.

- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
- Répondent aux normes ASTM D 6319
- Poids de 3,5 g
- Fabriqués dans une installation certifiée ISO 9001:2015
- Manchettes à bord roulé
- Ambidextres
- Non stériles
- Boîtes de couleur codées par taille



131-1687 Très petit
131-1695 Petit
131-1703 Moyen
131-1711 Grand
131-1729 Très grand (180/boîte)

NET 6+4 11,99 \$

NET POUR 100 GANTS

5,99 \$

PATTERSON

MASQUES ET PROTECTION OCULAIRE

MASQUE PROCÉDURAL À BOUCLES AURICULAIRES PATTERSON®

50/boîte

- Les boucles auriculaires douces et extensibles sont scellées par ultrasons afin de prévenir les irritations et permettent un retrait facile avec un risque moindre d'auto-contamination
- La barrette nasale ajustable offre un ajustement confortable et personnalisé
- La conception à plis chevauchants empêche l'accumulation de fluides et la contamination croisée
- Les couches non tissées ne peluchent pas, ne se déchirent pas et ne s'effilochent pas
- Fabriqué aux États-Unis



ASTM NIVEAU 1

COUR. 13,69 \$

- (127-7466) Bleu
- (127-7474) Rose
- (127-7482) Lavande
- (127-7490) Blanc, peau sensible

ASTM NIVEAU 2


COUR. 15,39 \$

- (127-7508) Bleu

ASTM NIVEAU 3

COUR. 17,09 \$

- (127-7524) Bleu
- (127-7532) Rose
- (127-7540) Lavande
- (127-7557) Sarcelle
- (127-7565) Blanc, peau sensible



ASTM NIVEAU 1
NET 7+3 **9,58 \$**

ASTM NIVEAU 2
NET 7+3 **10,77 \$**

ASTM NIVEAU 3
NET 7+3 **11,96 \$**

MASQUE DE PROCÉDURE ANTIBUÉE À BOUCLES AURICULAIRES PATTERSON®

50/boîte



(127-7573) Bleu
COUR. 20,39 \$



ASTM NIVEAU 3
NET 7+3 **14,27 \$**

LUNETTES DE PROTECTION PATTERSON®

100/boîte

(088-3264)
Distributeur de verres transparents

COUR. 103,49 \$

NET 4+1 **86,79 \$**



EMBOUTS DÉTARTREURS ULTRASONIQUES PATTERSON®

1/pqt



COUR. 203,29 \$ NET 3+1 152,47 \$



EMBOUT ULTRASONIQUE FIN

L'embout ultrasonique fin Patterson® a été conçu pour être utilisé avec les générateurs Cavitron, Swerv®3 et Parkell. Il est doté d'une tige longue et droite et d'un embout fin et conique. Il est utilisé pour l'élimination du tartre léger à modéré.

(121-6993) N° 100, 30 kHz

EMBOUT ULTRASONIQUE UNIVERSEL

L'embout ultrasonique universel Patterson® a été conçu pour être utilisé avec les générateurs Cavitron, Swerv®3 et Parkell. Il possède une tige droite de longueur moyenne qui se prolonge par un embout conique. Il s'agit d'un embout polyvalent idéal pour l'élimination du tartre sus-gingival modéré à important.

(121-7066) N° 10, 30 kHz, IF-50

EMBOUT ULTRASONIQUE À TRIPLE COURBURE

L'embout ultrasonique à triple courbure Patterson® a été conçu pour être utilisé avec les générateurs Cavitron, Swerv®3 et Parkell. Il est doté d'une tige à triple courbure et d'un embout conique et biseauté qui permet d'accéder plus facilement aux lignes de transition et aux coins afin d'éliminer le tartre et les taches les plus tenaces. Il est principalement utilisé pour le tartre sus-gingival, mais il peut également être utilisé pour le tartre sous-gingival si les tissus le permettent.

(121-7074) N° 1000, 30 kHz, IF-1000

GOUTTIÈRES POUR FLUORURE PATTERSON® ORIGINAL

(088-5517) Petit, gouttière simple, blanc/bleu, 100/emb.
(088-5525) Moyen, gouttière simple, blanc/bleu, 100/emb.
(088-5533) Grand, gouttière simple, blanc/bleu, 100/emb.

COUR. 15,79 \$ NET 6+1 13,53 \$

(088-5616) Petit, gouttière double, blanc, 110/emb.
(088-5624) Petit/moyen, gouttière double, vert, 110/emb.
(088-5632) Moyen, gouttière double, jaune, 110/emb.
(088-5640) Grand, gouttière double, bleu, 110/emb.

COUR. 31,79 \$ NET 6+1 27,25 \$



CUPULES À PROPHYLAXIE PATTERSON® 144/emb.

Cupules à prophylaxie de type Y, 4 palmes, dentelées, à vis



(085-0909) Blanche, rigide
(085-0958) Grise, souple

COUR. 38,99 \$ NET 5+1 32,49 \$

6 palmes, blanche

(096-2183) À bouton

COUR. 17,09 \$ NET 5+1 14,24 \$

(096-2191) À vis

COUR. 41,49 \$ NET 5+1 34,58 \$



ANGLES À PROPHYLAXIE JETABLES PATTERSON®

125/emb.

(083-1479) Latex, cupule souple, longue, grise
(083-1487) Latex, cupule rigide, longue, blanche
(083-1495) Sans latex, cupule souple, longue, rose
(083-1537) Sans latex, cupule rigide, longue, verte
(083-1529) Sans latex, cupule souple, courte, rose
(083-1545) Sans latex, cupule rigide, courte, verte

COUR. 90,39 \$ NET 6+1 77,48 \$



(083-1594) Latex, cupule souple, longue, grise
(083-1651) Latex, cupule rigide, longue, blanche
(083-1669) Sans latex, cupule rigide, longue, verte
(083-1735) Sans latex, cupule souple, longue, rose
(083-1677) Sans latex, cupule rigide, courte, verte
(083-1727) Sans latex, cupule souple, courte, rose

COUR. 570,49 \$ NET 6+1 488,99 \$



PATTERSON

SOIE DENTAIRE



PORTE-SOIE DENTAIRES PATTERSON®

48 emballages (3 porte-soie par emballage)

Les porte-soie dentaires Patterson® sont utilisés pour le nettoyage interproximal.

- Solution simple et facilement transportable
- Manche en forme de C
- Extrémité du manche servant à masser les gencives et à enlever la nourriture et la plaque dentaire
- 48 emballages contenant 3 porte-soie chacun – 144 unités au total par boîte



(104-6416)

14,79 \$/boîte

SOIE DENTAIRE PATTERSON®, 72 emballages (11 m) – Cirée

La soie dentaire Patterson nettoie entre les dents et favorise la santé des gencives. Elle contient des fibres résistantes à l'effilochage qui permettent d'éliminer efficacement et sans tracas la plaque dentaire et les particules de nourriture.

- Fil lié et ciré
- Bobine

(093-0248) Menthe

(093-0255) Sans saveur

46,69 \$/boîte



SOIE DENTAIRE PATTERSON® PLUS, 72 emballages (11 m) – Cirée

La soie dentaire Patterson Plus est fabriquée à partir des mêmes matériaux de base que le téflon, ce qui lui permet de se déplacer facilement entre les zones interproximales étroites. Elle contient des fibres résistantes à l'effilochage qui permettent d'éliminer efficacement et sans tracas la plaque dentaire et les particules de nourriture.

- Fil lié et ciré
- Bobine

(093-0164) Menthe

(093-0172) Sans saveur

105,70 \$/boîte



BROSSES INTERDENTAIRES PATTERSON®

72/emballage

- Les brosses interdentaires Patterson® sont utilisées pour le nettoyage interproximal
- Les soies sont souples pour aider à enlever la nourriture et la plaque dentaire
- Manche antidérapant
- Comprend un capuchon protecteur

(136-4140)

35,48 \$



BÂTONNETS INTERDENTAIRES PATTERSON®

72/emballage

- Les bâtonnets interdentaires Patterson® sont utilisés pour le nettoyage interproximal
- Les soies en caoutchouc sont souples et flexibles pour aider à enlever la nourriture et la plaque dentaire
- Idéaux pour les implants, les ponts et les couronnes

(104-6390)

55,99 \$



PATTERSON

DÉTARTREURS ET CURETTES

Grand manche

Meilleur prix **31,59 \$**

CURETTES GRACEY double extrémité

1/2 Gracey

Grand **092-6261**



3/4 Gracey

Grand **092-6279**



5/6 Gracey

Grand **092-6287**



7/8 Gracey

Grand **092-6295**



9/10 Gracey

Grand **092-6303**



11/12 Gracey

Grand **092-6311**



13/14 Gracey

Grand **092-6329**



17/18 Gracey

Grand **092-6337**



CURETTES À LONGUEUR ÉTENDUE GRACEY double extrémité

Spécifiques à une zone, poches de 5 mm ou plus

1/2 Gracey

Grand **092-6345**



3/4 Gracey

Grand **092-6352**



5/6 Gracey

Grand **092-6360**



7/8 Gracey

Grand **092-6378**



11/12 Gracey

Grand **092-6386**



CURETTES UNIVERSELLES double extrémité

1/2 Barnhart

Grand **092-6527**



5/6 Barnhart

Grand **092-6535**



2R/2L Columbia

Grand **092-6519**



4R/4L Columbia

Grand **092-6501**



DÉTARTREURS FAUCILLES double extrémité

Les détartrateurs faucilles sont des instruments de type curette munis d'une lame en bout pour limer et gratter la plaque et d'autres résidus de la surface des dents.

31/32 Jacquette

Grand **092-6550**



34/35 Jacquette

Grand **092-6485**



204S

Grand **092-6451**



H6/7

Grand **092-6428**




H5/33 Jacquette

Grand **092-6436**



U15/30

Grand **092-6410**



U15/33 Towner-Jacquette

Grand **092-6444**



7/8 Younger-Good

Grand **092-6543**



rezSHARP™

restent aiguisés plus longtemps

**OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE
SUR TOUS LES DÉTARTEURS
ET LES CURETTES rezSHARP**



1 + 1



**ACHETEZ-EN 1,
OBTENEZ-EN 1 GRATUIT**

Livraison automatique des articles gratuits

SCANNEZ OU TOUCHEZ
POUR EN SAVOIR PLUS



UNE PROMOTION EXCLUSIVE DE PATTERSON AVEC LIVRAISON AUTOMATIQUE DES ARTICLES GRATUITS, ACHETEZ-EN 1, OBTENEZ-EN 1 GRATUIT! Pas de choix de combinaisons. Stocks limités. Les articles gratuits sont expédiés avec la commande. Offre d'une durée limitée. Les clients participant à un programme de tarification des comptes stratégiques et/ou à un programme de remise sur abonnement ne sont pas admissibles à recevoir des articles gratuits. La promotion débute le 1^{er} août 2024 et a une durée limitée.

MASQUES À BOUCLES AURICULAIRES



ASTM Niveau 1 ①



EFB
EFP **95%**

Résistance aux fluides
80 mmHg

144-6202 Bleu
144-6210 Rose
144-6236 Blanc

COUR. 13,79\$

NET 7+3 BOÎTES 9,65\$

NET 5+5 CAISSES 6,90\$

ASTM Niveau 2 ②



EFB
EFP **98%**

Résistance aux fluides
120 mmHg

144-6244 Bleu

COUR. 14,19\$

NET 7+3 BOÎTES 9,93\$

NET 5+5 CAISSES 7,10\$

ASTM Niveau 3 ③



EFB
EFP **98%**

Résistance aux fluides
160 mmHg

(144-6251) Blanc
(144-6269) Turquoise
(120-4882) Bleu

COUR. 14,39\$

NET 7+3 BOÎTES 10,07\$

NET 5+5 CAISSES 7,20\$

Braval® Le bon choix

- ✓ Marchandise de qualité
- ✓ Prix abordables
- ✓ Une exclusivité de Patterson Dentaire

GANTS

GANTS DE NITRILE SANS POUDDRE BRAVAL® POUR EXAMEN MÉDICAL

Sans latex, non stériles • Bleu lavande • 300/boîte



- 112-6150 Très petit
- 112-6168 Petit
- 112-6176 Moyen
- 112-6184 Grand
- 112-6192 Très grand (270/boîte)

Bout des doigts texturé

Épaisseur de la paume de 2 mm

Épaisseur du bout des doigts de 2,2 mm



COUR. 29,99 \$ **NET 5+5 14,99 \$**

NET POUR 100 GANTS 4,99 \$



Bord roulé

POCHETTES

POCHETTES DE STÉRILISATION AUTOSCELLANTES DE CLASSE 4 BRAVAL®

200/boîte • offertes en 6 tailles

- | | | | |
|----------|--------------|----------------|-------------------------|
| 120-3116 | 2,25" x 4" | Cour. 6,89 \$ | Net 2+1 4,59 \$ |
| 120-3298 | 2,75" x 9" | Cour. 11,59 \$ | Net 2+1 7,73 \$ |
| 120-3306 | 3,5" x 5,25" | Cour. 10,39 \$ | Net 2+1 6,93 \$ |
| 120-3314 | 3,5" x 9" | Cour. 14,39 \$ | Net 2+1 9,59 \$ |
| 120-3322 | 5,25" x 10" | Cour. 23,59 \$ | Net 2+1 15,73 \$ |
| 120-3330 | 7" x 13" | Cour. 40,59 \$ | Net 2+1 27,06 \$ |



Offres en vigueur du 1^{er} au 30 septembre 2024

Denta

Votre expert de la santé buccale



NOUVEAU

12 + 1 GRATUIT

DENTA PEROXIDE® RINCE-BOUCHE ANTISEPTIQUE

1,5 % DE PEROXYDE D'HYDROGÈNE, 240 mL

Nettoie et aide à la cicatrisation des aphtes buccaux, des blessures mineures, d'inflammation mineure des gencives ou des brûlures causées par des procédures dentaires mineures.



Ne contient pas d'alcool.



Idéal dans le cadre du protocole de désinfection en cabinet.



Cour. 7,59\$
Net 12+1 7,01\$

Pour commander
148-9715

6 + 1 GRATUIT

DENTA GEL® GEL ANTICARIES

1,1 % DE FLUORURE DE SODIUM, 50 mL

Aide à reminéraliser l'émail des dents et à prévenir la carie. Protège les dents contre l'usure causée par l'acidité.



L'embout fin facilite la précision d'application.



Tient bien en gouttières grâce à sa viscosité.



Cour. 12,09\$
Net 6+1 10,36\$

Pour commander
149-4863



Un produit de
MANTRA
PHARMA



Distribué par
MYRIAD
PHARMA



Autres produits Denta disponibles

DENTA.CA

1 877 726-2707

Offres en vigueur du 1^{er} au 30 septembre 2024

EXCLUSIVITÉS PRÉVENTION ET RESTAURATION



ORAQIX

Achetez 2 cartouches de gel Oraqix • 20/emb.
OBTENEZ-EN 1 GRATUITE OU UN DISTRIBUTEUR



145-1186

Anesthésique topique
Oraqix® - cartouches de gel

Cour.

Net 2+1

205,49 \$

136,99 \$



119-6914 Anesthésique topique Oraqix® - distributeur Valeur de la prime 81,39 \$

VERNIS BLANC NUPRO



50 unités

Cour.

Net 2+1

| | | | |
|----------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 118-3219 | Raisin | 162,89 \$ | 108,59 \$ |
| 118-3227 | Framboise | 162,89 \$ | 108,59 \$ |
| 037-4876 | Gomme à bulles 0,25 g | 162,89 \$ | 108,59 \$ |
| 037-4819 | Menthe | 162,89 \$ | 108,59 \$ |
| 049-6455 | Menthe - appl. facile | 159,59 \$ | 106,39 \$ |
| 049-6430 | Gomme à bulles - appl. facile | 159,59 \$ | 106,39 \$ |
| 049-6448 | Caramel- appl. facile | 159,59 \$ | 106,39 \$ |

100 unités

| | | | |
|----------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 118-3292 | Framboise | 274,49 \$ | 182,99 \$ |
| 037-4835 | Menthe | 274,49 \$ | 182,99 \$ |
| 118-3284 | Raisin | 274,49 \$ | 182,99 \$ |
| 049-6489 | Gomme à bulles - appl. facile | 279,49 \$ | 186,33 \$ |
| 049-6497 | Caramel - appl. facile | 279,49 \$ | 186,33 \$ |
| 049-6513 | Menthe - appl. facile | 279,49 \$ | 186,33 \$ |

EMBOUTS JETABLES POUR SERINGUE AIR/EAU FLASHTIPS



(664-8463)

Assort., 250/emb.

Cour.

83,29 \$

Net 3+1

62,47 \$

PALODENT®

Achetez

| | |
|----------|---|
| 117-8086 | Ens. complet de système de matrice Palodent® |
| 549-3382 | Système de matrice sectionnelle Palodent® Plus EZ Coat, ensemble de lancement |

OBTENEZ

| | |
|----------|---|
| 045-4454 | SDR® flow+ Compula® de 0,25 g, universel, 15/emb. |
| 045-4462 | SDR® flow+ Compula® de 0,25 g, A1, 15/emb. |
| 045-4470 | SDR® flow+ Compula® de 0,25 g, A2, 15/emb. |
| 045-4488 | SDR® flow+ Compula® de 0,25 g, A3, 15/emb. |
| 045-4504 | DR® flow+ - Rech. de seringue – 1 g, universel |

PATTERSON

ANESTHÉSISQUES ET AIGUILLES



AVANTAGE

LIDOCAINE HCl 2%

- Epinephrine 1:100,000
- Local anaesthetic used for adult and pediatric dental procedures
- Latex-free
- Shatter-resistant Mylar®-wrapped, 1.7 ml cartridges
- Colour-coded labels for fast and easy identification
- Siliconized stoppers provide smooth injection
- Lot number and expiration date on label ensure batch traceability and product life efficacy

(085-3978) 50 cartridges, 1.7 ml/box

BEST PRICE \$49.99



PATTERSON® DISPOSABLE PLASTIC HUB NEEDLES

- Presterilized
- Single-use only
- Needle made of stainless steel

- (085-5528) 25 gauge, long, red, 100/box
- (085-5536) 27 gauge, short, orange, 100/box
- (085-5544) 27 gauge, long, yellow, 100/box
- (085-5551) 30 gauge, extra-short, purple, 100/box
- (085-5569) 30 gauge, short, blue, 100/box

REG. \$20.79

NET 6+4 \$12.47



PATTERSON® ASPIRATING SYRINGES

1.8 ml cartridge

- Non-sterile
- Reusable
- Available in CW (Cook-Waite) and Type-A (Astra)
- Made in Germany

(089-9765) CW-type

REG. \$89.99

NET 4+1 \$71.99

(089-9773) A-type

REG. \$109.99

NET 4+1 \$87.99





LIMES C



(084-3086, 084-3094,
084-3102, 084-3110,
084-3128, 084-3136)
6/emb.

COUR. 14,69 \$

NET 5+1 **12,24 \$**

- Conicité de 0,02
- Idéales pour entrer dans les endroits très courbés ou calcifiés
- Pointe émoussée non agressive qui permet à l'instrument de suivre le canal de manière sécuritaire jusqu'à l'apex
- Tailles: 06, 08 et 10 en 21 et 25 mm

LIMES K



(087-1566, 087-2085)
6/emb. Applicable
à toutes les limes K
Patterson

COUR. 14,69 \$

NET 5+1 **12,24 \$**

- Conicité de 0,02
- Marqueurs en silicone prépositionnés
- Lames de coupe carrées en tailles inférieures et lames de coupe triangulaires en tailles supérieures
- L'embout non coupant de forme conique suit la courbe du canal, réduisant les risques de déviation canalaire
- Tailles: 06 à 140 en 21, 25, 28 et 31 mm



LIMES FLEX



(087-0212)
6/emb. Applicable à
toutes les limes Flex
Patterson

COUR. 14,49 \$

NET 5+1 **12,08 \$**

- Conicité de 0,02
- Marqueurs en silicone prépositionnés
- Le positionnement de l'angle plus aigu du profil triangulaire permet d'obtenir une lame plus tranchante
- Le manche profilé en plastique offre un contrôle tactile exceptionnel pour réduire la fatigue des doigts
- Tailles: 06 à 140 en 21, 25, 28 et 31 mm

LIMES HEDSTROM



(087-2317)
6/emb. Applicable
à toutes les limes
Hedstrom Patterson

COUR. 15,79 \$

NET 5+1 **13,16 \$**

- Conicité de 0,02
- Marqueurs en silicone prépositionnés
- Flexibilité et résistance élevée à la torsion grâce à une géométrie et à une conception optimales
- Angle de coupe axiale conçu sur mesure pour chacune des tailles
- Tailles: 08 à 140 en 21, 25, 28 et 31 mm

ALÉSOIRS K



(087-3406)
6/emb. Applicable
à tous les alésoirs K
Patterson

COUR. 15,79 \$

NET 5+1 **13,16 \$**

- Conicité de 0,02
- Marqueurs en silicone prépositionnés
- Le positionnement de l'angle plus aigu du profil triangulaire permet d'obtenir une lame plus tranchante
- Le manche profilé en plastique offre un contrôle tactile exceptionnel pour réduire la fatigue des doigts
- Tailles: 06 à 140 en 21, 25, 28 et 31 mm

MICRO-APPLICATEURS JETABLES



- Micro-applicateurs pratiques, monobloc, pliables et jetables
- Utilisés pour les solutions révélatrices, les fonds de cavité, les solutions hémostatiques, les agents de mordantage et de liaison

100/emb.
0,5 mm à 1,5 mm
Beige, noir, bleu, vert, rose, mauve,
turquoise, jaune

(082-6198, 082-6206, 082-6214,
082-6222, 082-6230, 082-6248,
082-6255, 082-6263)

COUR. 13,71 \$

NET 5+1 **11,43 \$**

APPLICATEURS ANATOMIQUES ENDODONTIQUES JETABLES



- Utilisés pour appliquer, nettoyer et sécher les canaux radiculaires
- Fibre non pelucheuse
- Tête conique
- Fabriqués aux États-Unis

(082-6362) Long, vert, 50/emb.
(082-6370) Long, noir, 50/emb.

COUR. 22,99 \$

NET 5+1 **19,16 \$**

PATTERSON

FINITION ET POLISSAGE



AVANTAGE

BROSSES À SOIES PATTERSON®

9 9/16"

12/boîte

(083-1628) Souple

(083-1636) Rigide

(083-1644) Très rigide

144/boîte

(083-1693) Souple

(083-1701) Rigide

(083-1719) Très rigide

Cour.

NET 5+1

15,29 \$

12,74 \$

110,79 \$

92,33 \$



BROSSES À SOIES PATTERSON®

11 1/16"

12/boîte

(083-1792) Souple

(083-1800) Rigide

(083-1818) Très rigide

144/boîte

(083-1883) Souple

(083-1891) Rigide

(083-1909) Très rigide

Cour.

NET 5+1

12,59 \$

10,49 \$

127,65 \$

106,38 \$



BROSSES À SOIES PATTERSON®

12 3/4"

12/boîte

(083-1826) Souple

(083-1834) Rigide

(083-1842) Très rigide

144/boîte

(083-1917) Souple

(083-1925) Rigide

(083-1933) Très rigide

Cour.

NET 5+1

12,59 \$

10,49 \$

127,65 \$

106,38 \$



PATTERSON

SUTURES



AVANTAGE

FIL CHROMIQUE DE SUTURE DENTAIRE CHIRURGICALE RÉSORBABLE - CERCLE DE 3/8, COUPE INVERSÉE

12/emb.

Les fils chromiques de suture dentaire chirurgicale de Patterson sont résorbables et maintiennent les bords d'un lambeau chirurgical en apposition jusqu'à ce que la plaie soit suffisamment guérie pour résister aux tensions fonctionnelles normales et à la réouverture.

- (089-9500) Taille 3-0, DS18, longueur de 27"
- (089-9526) Taille 4-0, DS18, longueur de 27"
- (089-9559) Taille 4-0, DS18, longueur de 18"
- (089-9567) Taille 3-0, DS18, longueur de 18"

COUR. 45,99 \$

NET 6+1 **39,42 \$**



FIL STANDARD DE SUTURE DENTAIRE CHIRURGICALE RÉSORBABLE

Le fil standard de suture chirurgicale est résorbable et stérile, et il se compose de tissu conjonctif traité et purifié, lequel est fait principalement de collagène provenant d'une couche séreuse d'intestin de bœuf ou d'une couche fibreuse sous-muqueuse d'intestin de mouton. Le tissu se dissout et est absorbé par les enzymes du corps pendant le processus de guérison. Il convient au rapprochement général ou à la ligature des tissus mous.

- (089-9518) Taille 3-0, DS18, cercle de 3/8, longueur de 27"
- (089-9534) Taille 3-0, DS24, cercle de 3/8, longueur de 27"
- (089-9542) Taille 4-0, DS18 / C-6, cercle de 3/8, longueur de 27"
- (089-9633) Taille 3-0, HS-24, cercle de 1/2, longueur de 18"
- (089-9658) Taille 4-0, DS18, cercle de 3/8, longueur de 18"
- (090-1686) Taille 3-0, DS18, cercle de 3/8, longueur de 18"

COUR. 45,99 \$

NET 6+1 **39,42 \$**

